










構成	記号	品名	数量	単位	希望小売価格	オートクレープ減価	交換頻度	RLS/パーツNo	メーカー/型式
【ティッシュアダプタ】	○	CO2インキュベータ ティッシュアダプター 100φティッシュ	1	枚	10,000	可	-	iPIC-2006-OP-AP100-TP (TPP:93100用)	RLS
								iPIC-2006-OP-AP100-FL (SUMILON:MS-13900用) (CORNING:353003用) (FALCON用)	
○	○	CO2インキュベータ ティッシュアダプター 60φティッシュx2枚	1	枚	10,600	可	-	iPIC-2006-OP-AP60-02-FL (FALCON:353004用)	RLS
								iPIC-2006-OP-AP60-02-NU (Nunc60:150288用)	
<p>※メーカーによりティッシュ形状が異なるため、アダプターの確認が必要です ※RLS/パーツ記載のティッシュ以外の場合はご相談ください</p>									



構成	記号	品名	数量	単位	希望小売価格	オートクレープ減価	交換頻度	RLS/パーツNo	メーカー/型式
○	○	アスピレクターチューブAssy	1	式	38,000	-	-	CK-AS-TB-A0001 (CellKeeper用)	RLS ※装置本体購入時、付属
								CK-AS-TB-A0002 (CellKeeper II用)	RLS ※装置本体購入時、付属
△	△	マンドリル	1	本	35,000	可	適宜	CK-AS-TB-M0001	RLS
○	○	ポンプチューブ (10本入り)	1	式	10,000	可	3ヶ月毎	CK-AS-TB-PT0001	三洋テクス 4.0x6.0x95mm PA/PIアーマドセットチューブ
○	○	タイゴンチューブ (15m)	1	巻	6,500	可	3ヶ月毎	CK-AS-TB-T0001	サンゴパ> SCFJ00003 LMT-5S SCFJ00003 ID2 x OD4
○	○	滅菌済みチップ (384本x10box)	1	箱	100,000	- (滅菌済)	増地交換384枚毎	CK-AS-TB-T384-0001	RLS
									


構成	記号	品名	数量	単位	希望小売価格	オートクレーブ滅菌	交換頻度	RLSパーツNo	メーカー/型式
【ディスプレイ】	○	ディスプレイチューブ Assy	1	式	190,000	-	-	CK-DS-TB-A0001 (CellKeeper 用)	RLS ※装置本体購入時、付属 (ディスプレイ本数分)
								CK-DS-TB-A0002 (CellKeeperII 用)	RLS ※装置本体購入時、付属 (ディスプレイ本数分)
	△	ディスプレイ・ノズル	1	個	50,000	可	-	CK-DS-TB-DN0001	RLS
	△	ヒータリング・カートリッジ	1	個	125,000	可	-	CK-DS-TB-HT0001	RLS
	○	シリンジ (100本入り)	1	箱	4,800	- (滅菌済)	培地交換毎	CK-DS-TB-CL0001	テルモ シリンジ SS-10LZ
	○	ワイピング (PP製 10個入り)	1	パック	3,000	可	培地交換毎	CK-DS-TB-FT0007	NV4139 アイシス VFY206
	○	ルーフッティング メス (10個入り)	1	パック	3,000	可	培地交換毎	CK-DS-TB-FT0004	ハギテック VR F 208
	○	ルーフッティング オス (10個入り)	1	パック	3,000	可	培地交換毎	CK-DS-TB-FT0005	ハギテック VRM208
	○	タイゴンチューブ (15m)	1	巻	6,500	可	培地交換毎	CK-AS-TB-T0001	サンゴパン SCFJ00003 LMT-55 SCFJ00003 ID2 x OD4

構成	記号	品名	数量	単位	希望小売価格	オートクレーブ滅菌	交換頻度	RLSパーツNo	メーカー/型式
【培地ボトル】	○	培地供給ボトル Assy	1	式	45,000	-	培地交換毎	CK-DS-BT-A0001	RLS ※装置本体購入時、付属
	○	培地供給ノズル Assy	1	本	40,000	可	適宜	CK-DS-BT-BL0002	RLS
	○	交換ボトル (蓋無し)	1	本	8,000	可	適宜	CK-DS-BT-BT0001	Thermo SCIENTIFIC 角型透明*H 2000m l 2015-2000JP
	○	交換ボトル (加工済み蓋つき)	1	本	12,000	可	適宜	CK-DS-BT-BT0002	Thermo SCIENTIFIC 角型透明*H 2000m l 2015-2000JP 加工済み蓋つき
	○	吸気フィルタ (50個入り)	1	箱	27,500	可 (滅菌済)	適宜	CK-DS-BT-FT0002	ルーフッティング メス付の外径25mm以下の フィルタを使用いただけます。 滅菌済 個別包装

構成	記号	品名	数量	単位	希望小売価格	オートクレープ減価	交換頻度	RLSパーツNo	メーカー/型式
【廃液ボトル】	○	交換ボトル (蓋無し) (Exchanger用) 	1	本	2,000	可	適宜	CK-DS-BT-PG0001	ナルゲン角型透明瓶 250 mL 2015-0250 (ボトルのみ使用) ※装置本体購入時、付属
	○	廃液ボトルAssy (CellKeeper用) 	1	本	7,000	可	適宜	CK-AS-BT-A0001	Thermo SCIENTIFIC DS2205-0210 (蓋に穴あけ加工) ※装置本体購入時、付属
	○	密閉型廃液ボトルAssy (CellKeeper用) 	1	式	43,000	-	適宜	CK-AS-BT-A0002	RLS
	○	密閉型廃液用ノズルAssy 	1	本	35,000	可	適宜	CK-AS-BT-BL0003	RLS
	○	交換ボトル (加工済み蓋つき) 	1	本	12,000	可	適宜	CK-DS-BT-BT0002	Thermo SCIENTIFIC 角型透明*14 2000m l 2015-2000JP
	○	吸気フィルタ (50個入り) 	1	箱	27,500	- (減価済)	増地交換毎	CK-DS-BT-FT0002	ルアーフィッティング メス付の外径25mm以下の フィルタを使用いただけます。
	○	廃液ボトル (CellKeeperII用) 	1	本	30,000	可	適宜	CK2-AS-BT-A0001	Nalgene 薬品瓶 8250-0020(蓋に穴あけ加工) ※装置本体購入時、付属 ※リッドを強く締めこんだ場合、変形する可能性が ありますのでご注意ください
	○	密閉型廃液ボトル (CellKeeperII用) 	1	式	55,000	可	適宜	CK2-AS-BT-A0003	Nalgene 薬品瓶 8250-0020(蓋に穴あけ加工) ※リッドを強く締めこんだ場合、変形する可能性が ありますのでご注意ください
	○	密閉型廃液ボトルリッド (CellKeeperII用) 	1	個	30,000	可	適宜	CK2-AS-BT-BL0003	RLS
	○	交換ボトル (加工済み蓋つき) 	1	本	34,000	可	適宜	CK2-AS-BT-BT0003	RLS

構成	記号	品名	数量	単位	希望小売価格	オートクレーブ滅菌	交換頻度	RLSパーツNo	メーカー/型式
【給水ボトル】	○	給水ボトルAssy 	1	式	52,000	可	適宜	CK-IN-BT-A0001	RLS
	○	給水用ノズルAssy 	1	本	45,000	可	適宜	CK-IN-BT-BT0001	RLS
	○	交換ボトル (蓋つき) 	1	本	12,000	可	適宜	CK-DS-BT-BT0002	Thermo SCIENTIFIC 角型透明*1 2000m l 2015-2000JP
【給水ボトル用チューブ】	○	給水ボトル用チューブ 	1	組	6,300	可	適宜	CK-IN-BT-T0001	半透明・半透明青 各2Mセット 給水ボトルからインキュベーター内の給水トレイに接続しているチューブとなります。

構成	記号	品名	数量	単位	希望小売価格	オートクレープ減額	交換頻度	RLSパーツNo	メーカー/型式
【ターンテーブル】	△	SC48用ターンテーブル(開放型)	1	台	620,000	-	適宜	iPIC-0806-TT-02	RLS 従来型のターンテーブルを改良し メンテナンスフリー化したモデルです。 ※定期的な部品交換作業が不要になります。 ※交換後、インキュベーター内部の再ティーチング作業 が必要となりますので作業費用を含む金額となります ※金額は関東エリアでの金額となります。
									
【ターンテーブル】	△	SC120用ターンテーブル(開放型)	1	台	620,000	-	適宜	iPIC-2006-TT-02	RLS 従来型のターンテーブルを改良し メンテナンスフリー化したモデルです。 ※定期的な部品交換作業が不要になります。 ※交換後、インキュベーター内部の再ティーチング作業 が必要となりますので作業費用を含む金額となります ※金額は関東エリアでの金額となります。
									

構成	記号	品名	数量	単位	希望小売価格	オートクレープ減額	交換頻度	RLSパーツNo	メーカー/型式
【その他】	△	PharmaPure tube 15 m	1	巻	19,500	-	適宜	CK-AS-TB-T0002	ハギテック AL21S1502  ※本モデルはAL21S1502の剥離粒子を 低減したモデルになります。
									
記号		説明							
○		消耗品 (RLSオリジナル製品。弊社、または代理店にご用命ください。)							
○		消耗品 (一般販売製品。 RLS以外からの購入可能)							
△		予備品 (RLSオリジナル製品。弊社、または代理店にご用命ください。)							

注意	説明
* 1	本品は、装置本体に付属しております。途中で培地の種類を変更する場合や培地交換等を効率的に行う為には、予備品をご準備ください。